

# Lista kontrolna AED

W żegludze sprawny defibrylator AED ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy pracujesz na statku, platformie morskiej czy w porcie, szybka i skuteczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa może mieć ogromne znaczenie. Dlatego też regularna konserwacja i kontrole defibrylatora AED mają kluczowe znaczenie. Poniżej znajduje się podręczna lista kontrolna, która pomoże utrzymać defibrylator AED w sprawności i gotowości do użycia.



## Okres ważności elektrod

Data ważności elektrod znajduje się na ich opakowaniu. Przeterminowane elektrody nie przewodzą prądu w 100% efektywnie, może więc mieć to wpływ na skuteczność defibrylacji. Dlatego ważne jest, aby podłączone do defibrylatora elektrody miały aktualną datę ważności.

## Opakowanie elektrod

Sprawdź czy opakowanie elektrod jest nieuszkodzone. Otwarte lub uszkodzone opakowanie może spowodować wyschnięcie żelu przewodzącego, zmniejszając skuteczność defibrylacji.



## Wskaźnik stanu

Defibrylator AED jest gotowy do działania – zielona (migająca) kontrolka LED, wskaźnik „OK” lub znak „V” w okienku kontrolnym. .

Błąd defibrylatora – czerwona lub pomarańczowa migająca kontrolka LED, brak wskaźnika „OK” lub znak „X” w okienku kontrolnym. Sprawdź w instrukcji obsługi w jaki sposób Twój defibrylator sygnalizuje błąd



## Obecność kompletnej podręcznej apteczki

Czy w zestawie z defibrylatorem AED znajduje się mała podręczna apteczka? Zestaw ten zawiera wszystko, czego potrzebujesz podczas resuscytacji, jak nożyczki, maszynka do golenia, materiał dezynfekujący, maska oddechowa i rękawiczki.

[Sprawdź tutaj zawartość zestawu ratunkowego](#)

## Masz pytania lub wątpliwości?

Masz pytania dotyczące defibrylatorów AED lub ich konserwacji? Nie masz pewności co do stanu swojego defibrylatora AED? A może po prostu potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień lub porady? Medisol z przyjemnością Ci pomoże!

[Zobacz nasze dane kontaktowe](#)